

Art. 791041

MGF Alfaclean
Confezione 500 ml

Scheda Tecnica

rev. 2.0 del 06/07/2017



Informazioni generali

ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:

telefono: +39 0521/818301

fax: +39 0521/818202

email: assistenza@mgftools.com

Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.

È possibile usufruire di un servizio di assistenza in loco, gratuito per interventi in garanzia o precedentemente concordati, alla tariffazione vigente in tutti gli altri casi. La spedizione di materiale in riparazione deve essere preventivamente autorizzata mediante modulo RMA (condizione vincolante per il ritiro di qualsiasi merce in riparazione). È possibile trovare il modulo da compilare nelle ultime pagine del Catalogo **MGF** oppure sul sito www.mgftools.com nella sezione Downloads.

Descrizione

Sanificante - Disinfettante

Sanificante concentrato

Proprietà e prestazioni

Prodotto sanificante inodore concentrato a base di didecil dimetilammonio cloruro.

Svolge la sua azione igienizzante ad ampio spettro su una vasta gamma di microrganismi.

Alfaclean non è profumato, può essere impiegato con sicurezza su ogni superficie lavabile ed è particolarmente indicato su superfici ed attrezzature del settore alimentare e del settore sanitario, può essere impiegato nei programmi H.A.C.C.P.

Rispetto a molti sanificanti che perdono la loro efficacia su superfici sporche con residui di sostanza organica, in tali condizioni l'attività sanificante dell'Alfaclean resta inalterata.

È stabile al calore e può essere impiegato anche in presenza di acque dure.

Settori di impiego

Alberghi, bar, comunità, scuole, case di riposo, asili, pensioni, caserme, piscine, impianti sportivi, gelaterie, supermercati, negozi, industrie farmaceutiche, industrie lattiero casearie, industrie lavorazioni alimentari, industrie enologiche e delle bevande, allevamenti zootecnici, ospedali, macelli, pescherie, mercati ortofrutticoli.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	verde chiaro
Odore:	caratteristico
Densità:	1,00 ± 0,02 Kg/l
pH:	8,2 ± 0,5
Sostanze attive:	2,75% didecil dimetilammonio cloruro
Tensioattivi:	cationici
Biodegradabilità:	conforme al Reg. 648/2004/CE

Istruzioni per l'uso

Principale Utilizzo

Alfaclean deve essere inserito nell'apposito spazio dedicato nella macchina ad ultrasuoni Foggy (vedi manuale Foggy).

La macchina nebulizzerà in un aerosol finissimo il disinfettante Alfaclean, il quale verrà trasportato nelle condotte delle unità di trattamento aria e negli scambiatori di calore azionando il sistema di ventilazione.

Utilizzo secondario

Alfaclean può essere utilizzato anche direttamente, distribuendo la soluzione sulla superficie da trattare osservando le concentrazioni d'uso e i relativi tempi di contatto sotto consigliati.

SANIFICAZIONE NORMALE:

- 500 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 2 min
- 350 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 5 min
- 250 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 10 min

SANIFICAZIONE ENERGETICA:

- 500 ml in 10 l d'acqua tempo contatto min. 10 minuti.
- Per soluzioni concentrate o per superfici del settore alimentare infine risciacquare con acqua.

Avvertenze

Non mescolare con altri prodotti.

Alfaclean è incompatibile con alogeni, alcali forti, sostanze ossidanti, solventi aromatici, saponi e detergenti anionici. Leggere la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Proprietà antimicrobiche

Alle concentrazioni e modalità d'uso consigliate è efficace contro un'ampia varietà di microrganismi.

Batteri gram-negativi:

Acinobacter baumannii
Aeromonas hydrophila
Campylobacter jejuni
Citrobacter freundii
Edwardsiella tarda
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Legionella pneumophila
Lactobacillus casei
Proteus mirabilis
Proteus rettgeri
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas perolens
Pseudomonas putida
Salmonella choleraesuis
Salmonella dublin
Salmonella poona
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Vibrio cholerae Non O :1
Yersinia enterocolitica

Batteri gram-positivi:

Bacillus cereus
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus subtilis
Clostridium welchii
Corynebacterium acnes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Mycobacterium smegmatis
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus faecalis
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes

Lieviti e Funghi:

Candida albicans
Rhodotorula rubra
Saccharomyces cerevisiae (ellipsoideus)
Saccharomyces cerevisiae (pastorianus)
Saccharomyces cerevisiae (turbidans)
Alternaria tenuis
Aspergillus niger
Aureobasidium pullulans
Chaetomium globosum
Trichoderma viride
Penicillium rubrum
Trichophyton mentagrophytes

Omologazioni

Il principio attivo è elencato nei seguenti inventari:

- EINECS (Europa)
- TSCA (USA)
- ACOIN/AICS (Australia)
- MITI (Giappone)
- DSL (Canada)
- Inventario coreano

Il principio attivo ha ottenuto le omologazioni nei seguenti paesi:

- **USA** è registrato nella sezione 3 (c) (7)(A) del Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) ed è stato

ricosciuto come principio attivo per la formulazione di disinfettanti ed alghicidi dal Regulatory Management Branch II Antimicrobias Divisin (7510P) del United States Environmental Potection Agency Washington, DC 20460. Il numero di registrazione EPA è stato rilasciato nell'anno 2005. Negli USA è stato inoltre omologato come conservante per acque di pastorizzazione e per prodotti chimici industriali acquosi, per siliconi e attività petrolifere con limitazioni nei giacimenti vicini al mare o ad estuari.

- **Australia:** disinfettante per fabbriche di birra
- **Brasile:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1980-Ministero della Sanità –DISAD).
- **Canada:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1975).
- **Danimarca:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1977 Statens Levnedsmiddelintitut approvato con risciacqua).
- **Francia:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1974 Journal Officel de la Republique Francaise).
- **Germania:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (ammesso con risciacquo).
- **Nuova Zelanda:** disinfettante per industrie lattiero casearie (1981 approvato con risciacquo). Disinfettante per la industrie della carne, cacciagione, pesce, pollame(1979 ammesso con risciacquo).
- **Regno Unito:** attività petrolifere nel Mare del Nord (categoria 2).
- **Sud Africa:** disinfettante per le fabbriche della birra.
- **Spagna:** disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1977 Direccion General de Sanidad).

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.

Confezioni

Art.	Modello	Peso	Confezione
791041	ALFACLEAN - 500 ml	0,55 Kg	15